

# MEZCLADOR DE LABORATORIO

## MODELO MSM-B Y MSM-S-B

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo de laboratorio para mezclar, homogeneizar, o solamente agitar las fases de desarrollo y preparo de soluciones, pastas o emulsiones.

Mezclador de laboratorio con velocidad hasta 3000 rpm, con mandril.

Trabaja con diversos tamaños de ejes y tipos de hélices para el preparo de emulsiones y pastas.

Posee motor de 1/2 HP con control de velocidad por medio de potenciómetro con pantalla digital.


Disponible también con motor para subir y bajar el cabezal de forma automática: modelo MSM-S-B.




**DATOS TÉCNICOS - MODELO MSM-B Y MSM-S-B**

Control de velocidad	150 - 3000 rpm	150 - 3000 rpm
Motor	1/2 HP	1/2 HP
Motor para subir el cabezal	-	1/12 HP
Potencia	0,4 kW	0,6 kW
Alimentación eléctrica	220 V + T	220 V + T
Dimensiones	L 50 x P 30 x A 80 cm	L 50 x P 48 x A 80 cm
Peso	15 kg	22 kg

Mezclador con sistema motorizado para subir/bajar el cabezal - modelo MSM-S-B:



ejes y hélices:



ejes	largo	Ø
H1	150 mm	12,7 mm
H2	200 mm	12,7 mm
H3	250 mm	12,7 mm
H4	300 mm	12,7 mm

hélices	Ø externo
A1	50 / 70 mm
A2	50 / 65 / 88 mm
A3	50 / 65 / 80 mm
A4	25 / 50 / 60 / 75 mm
especiales	(consultar)

**Werner Mathis AG**

Rütisbergstrasse 3  
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland  
 Telefon 41(0)44-852 5050  
 Telefax 41(0)44-850 6707  
 E-Mail info@mathisag.com  
 Homepage www.mathisag.com

**Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.**

Estrada dos Estudantes, 261  
 06707-050 Cotia - SP, Brasil  
 Tel: 55 (0)11 3883-6777  
 Fax: 55 (0)11 3883-6750  
 E-mail: mathis@mathis.com.br  
 Site: www.mathis.com.br